

# Tag-Lyssna-Gör

## Strukturerer med hjälp av 7 talade instruktioner

### Take N'Talk ett hjälpmedel för stöd och struktur

Take N'Talk är ett hjälpmedel för den som har svårt att läsa, minnas och följa instruktioner. Take N'Talk kan även vara till hjälp för personer som har svårt att förstå och överblicka tiden och strukturera sin dag eller annan tidsperiod. Take N'Talk kan lära genom aktiviteter.



### Take N'Talk

Det går att spela in och spara upp till sju meddelanden på upp till 35 sek. var i Take N'Talk. Inspelning görs enkelt med en inbyggd mikrofon. Inspelade meddelanden kan sedan spelas upp genom att brukaren antingen tar bort eller sätter dit en hållare med lämplig bild eller symbol på någon av de sju ljuskänsliga platserna. Symbolhållarna hålls på plats med hjälp av kardborrband. Borttagna symbolhållare kan placeras i facket längst ner på apparatens front. Sju symbolhållare och mtrl för väggmontage ingår. Take N'Talk drivs med fyra AA batterier.

#### Artikelnummer

Take N'Talk 9009-10

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY  
Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49  
[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)